

# NOVAZir® Fusion float ml

## Layer

Schicht	Transluzenz	Festigkeit (MPA)	Schichtstärke
1	46,6 %	> 1027	23 %
2	46,5 %	1050	18 %
3	46 %	> 1100	18 %
4	45 %	> 1150	18 %
5	44 %	> 1300	23 %

## Sinterempfehlung

NOVAZir® Fusion float ml	
<b>Stage 1</b>	7 °C / min
	900 °C
	keine Haltezeit
<b>Stage 2</b>	3 °C / min
	1300 °C
	keine Haltezeit
<b>Stage 3</b>	5 °C / min
	1480 °C
	120 min Haltezeit
<b>Stage 4</b>	10 °C / min
	960 °C
	keine Haltezeit

CE 0483